


WX（万向）锁定钢板系列

WX (Variable Angle) Locking Plate Series

WX 2.7前足/中足万向锁定接骨板系统

WX 2.7Forefoot/Midfoot Variable angle Locking Plate System



系统特点

Character Of The System

- 加压技术
- 万向锁定技术
- 解剖型和特定术式内植入物
- Compression technology
- Variable angled locking technology
- Anatomical and special surgical implant

WX 第一跖跗关节锁定融合板 T47981

VA First TMT(Tarsometatarsal) Locking Fusion Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 第一跖跗关节锁定融合板 VA First TMT(Tarsometatarsal) Locking Fusion Plate	纯钛 Pure Titanium	6	39	T4798106

备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7螺钉
Note: used for Φ2.7 Variable angle locking screw(Anodized)、HA2.7 Screw

WX 跖跗关节锁定融合板 T47982

VA TMT(Tarsometatarsal) Locking Fusion Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 跖跗关节锁定融合板 VA TMT(Tarsometatarsal) Locking Fusion Plate	纯钛 Pure Titanium	4	44	T4798204

备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7螺钉
Note: used for Φ2.7 Variable angle locking screw(Anodized)、HA2.7 Screw

WX (万向) 锁定钢板系列

WX (Variable Angle) Locking Plate Series

WX 开放楔形锁定板 T47983

VA Opening Wedge Variable Angle Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	间隔块宽度(mm) Spacer Block	产品编号 Product No.
WX 开放楔形锁定板 VA Opening Wedge Variable Angle Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	4	3	T4798303
			4	T4798304
			5	T4798305
			6	T4798306
			7	T4798307
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ2.7 Variable angle locking screw(Anodized)				

WX 第一跖趾关节锁定融合板(左右) T47984

VA First MTP(Metatarsophalangeal) Locking Fusion Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	规格 Specification	产品编号 Product No.
WX 第一跖趾关节锁定 融合板（左右） VA First MTP (Metatarsophalangeal)Locking Fusion Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5°x6孔左	T4798406L
		5°x6孔右	T4798406R
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7螺钉 Note: used for Φ2.7 Variable angle locking screw(Anodized)、HA2.7 Screw			

WX X型通用锁定融合板 T47985

VA X Type Universal Locking Fusion Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX X型通用锁定融合板 VA X Type Universal Locking Fusion Plate	纯钛 Pure Titanium	4	27	T4798504
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ2.7 Variable angle locking screw(Anodized)				

Φ2.7 万向锁定螺钉(阳极氧化) T48027

Φ2.7 VA Locking Screw(Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
Φ2.7 万向锁定螺钉 (阳极氧化) Φ2.7 VA Locking Screw(Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	2.7	10、12、14、16、 18、20、22、24、 26、28、	T4802710- T4802728
			30	T4802730
			35	T4802735
			40	T4802740

HA2.7 金属接骨螺钉 T54127


HA2.7 Metal Bone Fracture Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
HA2.7 金属接骨螺钉 HA2.7 Metal Bone Fracture Screw	钛合金 Titanium Alloy	2.7	6-30 (每2mm为一档) The specification is 2mm	T5412706- T5412730

配套器械

Supporting Instruments



WX (万向) 锁定钢板系列

WX (Variable Angle) Locking Plate Series

WX 2.7 桡骨远端锁定钢板

VA 2.7 Distal Radius Locking Plate

专用螺钉可用于桡骨茎突固定和支撑月骨关节面和下尺桡关节


Special screw is used for the fixation of radial styloid process and support of lunate articular surface and distal ulna radial articular.

克氏针孔用于接骨板的临时固定
High Kirschner wire hole is used for the temporary fixation of bone plate.



解剖型设计
高抛光的平滑边缘可靠近掌侧嵴，减少软组织刺激
High polished design High polished and smooth edge can be near to Volar crest, reduce soft tissue irritation.

双柱固定，增加稳定性
High Double post fixation, enhance stability.

加长结合孔用于接骨板位置调整
Lengthened combination hole is used for the bone plate position adjustment.



2.1 万向套筒
2.1 VA Sleeve



头部万向结构提供30° 旋转，有效固定粉碎骨折块。
Universal head structure provides 30° rotation, fix the comminuted fracture fragments effectively.

WX（万向）锁定钢板系列

WX (Variable Angle) Locking Plate Series

WX 2.7 桡骨远端锁定钢板(小号)(左右) T4326
VA 2.7 Distal Radius Locking Plate(Mini)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 2.7 桡骨远端锁定 钢板(小号)(左右) VA 2.7 Distal Radius Locking Plate(Mini)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	3	55	T4326003R/L
		4	67	T4326004R/L
		5	76	T4326005R/L
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7螺钉（图例为4孔） Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、 Φ2.7 locking screw(Anodized)、HA2.7 screw (Sample: 4 holes)				

WX 2.7 桡骨远端锁定钢板(大号)(左右) T4327
VA 2.7 Distal Radius Locking Plate(Large)(Left,Right)




产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 2.7 桡骨远端锁定 钢板(大号)(左右) VA 2.7 Distal Radius Locking Plate(Large)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	3	56	T4327003R/L
		4	68	T4327004R/L
		5	77	T4327005R/L
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7螺钉(图例为4孔) Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、 Φ2.7 locking screw(Anodized)、HA2.7 screw (Sample: 4 holes)				

无菌 WX 2.7 桡骨远端锁定导向板 23478
VA 2.7 Distal Radius Locking Guide Plate (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 WX 2.7桡骨远端锁定导向板 VA 2.7 Distal Radius Locking Guide Plate (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	57	23478041
		4孔右	57	23478042
		5孔左	65	23478051
		5孔右	65	23478052
		7孔左	81	23478071
		7孔右	81	23478072
		13孔左	129	23478131
		13孔右	129	23478132
		17孔左	160	23478171
		17孔右	160	23478172
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7螺钉(图例为7孔) Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、 Φ2.7 locking screw(Anodized)、HA2.7 screw (Sample:7 holes)				

配套器械 Supporting Instruments



WX（万向）锁定钢板系列

WX (Variable Angle) Locking Plate Series

WX 2.5 KML 微型直型锁定钢板 T41260
VA 2.5 KML Straight Micro Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
WX 2.5 KML 微型直型锁定钢板 VA 2.5 KML Straight Micro Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	4孔	T4126004
		5孔	T4126005
		6孔	T4126006
		7孔	T4126007
		8孔	T4126008
		10孔	T4126010
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)（图例为6孔） Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)(Sample: 6 holes)			

WX 2.5 KML 微型T型锁定钢板 头部2孔 T41261
VA 2.5 KML T-Type Micro Locking Plate(Two Holes In The Head)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
WX 2.5 KML 微型直型锁定钢板 头部2孔 VA 2.5 KML T-Type Micro Locking Plate (Two Holes In The Head)	纯钛 Pure Titanium	5孔	T4126105
		6孔	T4126106
		7孔	T4126107
		8孔	T4126108
		9孔	T4126109
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ2.5锁定螺钉（图例为6孔） Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、Φ2.5 locking screw (Sample: 6 holes)			

WX 2.5 KML 微型T型锁定钢板 头部3孔 T41262
VA 2.5 KML T-Type Micro Locking Plate(Three Holes In The Head)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
WX 2.5 KML 微型直型锁定钢板 头部3孔 VA 2.5 KML T-Type Micro Locking Plate (Three Holes In The Head)	纯钛 Pure Titanium	6孔	T4126206
		7孔	T4126207
		8孔	T4126208
		9孔	T4126209
		10孔	T4126210
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ2.5锁定螺钉（图例为7孔） Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、Φ2.5 locking screw (Sample: 7 holes)			

WX 2.5 KML 微型L型锁定钢板(左右) T41263
VA 2.5 KML L-Type Micro Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
WX 2.5 KML 微型L型锁定钢板(左右) VA2.5 KML L-Type Micro Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	T4126305L
		5孔右	T4126305R
		6孔左	T4126306L
		6孔右	T4126306R
		7孔左	T4126307L
		7孔右	T4126307R
		8孔左	T4126308L
		8孔右	T4126308R
		9孔左	T4126309L
		9孔右	T4126309R
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ2.5锁定螺钉（图例为6孔） Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、Φ2.5 locking screw (Sample: 6 holes)			

WX 桡骨远端中间柱锁定钢板(左右) 23467
VA Distal Medial Radius Locking Plate (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 桡骨远端中间柱锁定钢板(左右) VA Distal Medial Radius Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	6孔左	50	23467061
		6孔右	50	23467062
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7螺钉(图例为6孔) Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、HA2.7 screw (Sample: 6 holes)				

WX 桡骨远端桡侧柱锁定钢板 23468
VA Distal Lateral Radius Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 桡骨远端桡侧柱锁定钢板 VA Distal Lateral Radius Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	5孔	50	23468050
		6孔	55	23468060
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7螺钉(图例为6孔) Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、HA2.7 screw (Sample: 6 holes)				

WX（万向）锁定钢板系列

WX (Variable Angle) Locking Plate Series

WX 2.7 桡骨头锁定钢板(左右) 23475
VA 2.7 Radius Head Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 2.7 桡骨头锁定钢板(左右) VA 2.7 Radius Head Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	3孔左	40	23475031
		3孔右	40	23475032
		4孔左	48	23475041
		4孔右	48	23475042
		5孔左	56	23475051
		5孔右	56	23475052
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)（图例为5孔） Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、Φ2.7 locking screw(Anodized) (Sample: 5 holes)				

WX 锁骨S型锁定低应力板（阳极氧化） 23477
VA S Clavicle Locking Plate(Low Stress)(Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 锁骨S型锁定低应力板 (阳极氧化) VA S Clavicle Locking Plate (Low Stress)(Anodized)	纯钛 Pure Titanium	7孔左	90	23477071
		7孔右	90	23477072
		8孔左	102	23477081
		8孔右	102	23477082
		9孔左	114	23477091
		9孔右	114	23477092
		10孔左	126	23477101
		10孔右	126	23477102
		12孔左	150	23477121
		12孔右	150	23477122
备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为9孔） Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw (Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 9 holes)				

WX 锁骨干锁定钢板(左右) 23472、23464
VA Clavicle Stem Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 锁骨干锁定钢板(左右) VA Clavicle Stem Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	7孔左(短)	90	23472071
		7孔右(短)	90	23472072
		7孔左	109	23464071
		7孔右	109	23464072
		8孔左	122	23464081
		8孔右	122	23464082
		9孔左	136	23464091
		9孔右	136	23464092
		11孔左	162	23464111
		11孔右	162	23464112
备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(图例为9孔) Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 9holes)				

WX 肩锁钩锁定钢板(左右) 23470
VA Clavicle Hook Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	高度(mm) Height	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 肩锁钩锁定钢板(左右) VA Clavicle Hook Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	14	8孔左	54	23470081
			8孔右	54	23470082
			9孔左	66	23470091
			9孔右	66	23470092
			11孔左	92	23470111
			11孔右	92	23470112
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ2.7、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、 HA3.5螺钉(图例为11孔) Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、Φ2.7、Φ3.5 locking screw (Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 11 holes)					

WX 肩锁钩锁定钢板(左右) 23476
VA Clavicle Hook Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	高度(mm) Height	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 肩锁钩锁定钢板(左右) VA Clavicle Hook Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	17	8孔左	54	23476081
			8孔右	54	23476082
			9孔左	66	23476091
			9孔右	66	23476092
			11孔左	92	23476111
			11孔右	92	23476112
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ2.7、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、 HA3.5螺钉（图例为11孔） Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、Φ2.7、Φ3.5 locking screw (Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 11 holes)					

WX（万向）锁定钢板系列

WX (Variable Angle) Locking Plate Series

WX 锁骨远端锁定钢板(左右) 23469
VA Distal Clavicle Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 锁骨远端锁定钢板(左右) VA Distal Clavicle Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	82	23469041
		4孔右	82	23469042
		5孔左	96	23469051
		5孔右	96	23469052
		6孔左	110	23469061
		6孔右	110	23469062
		7孔左	123	23469071
		7孔右	123	23469072
		8孔左	136	23469081
		8孔右	136	23469082

备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ2.7、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(图例为6孔)
Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、Φ2.7、Φ3.5 locking screw (Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 6 holes)

WX 肱骨近端锁定钢板 23465
VA Proximal Humerus Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 肱骨近端锁定钢板 VA Proximal Humerus Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	3孔	91	23465030
		5孔	115	23465050

备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(图例为3孔)
Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 3 holes)

WX 肱骨近端锁定钢板(长) 23466
VA Proximal Humerus Locking Plate(Long)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 肱骨近端锁定钢板(长) VA Proximal Humerus Locking Plate(Long)	纯钛 Pure Titanium	5孔	144	23466050
		7孔	180	23466070
		9孔	216	23466090

备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(图例为7孔)
Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 7 holes)

WX 肱骨远端亚髁锁定钢板(左右) 23471
VA Distal Humerus Subcondyle Locking Plate (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 肱骨远端亚髁锁定钢板(左右) VA Distal Humerus Subcondyle Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	12孔左	142	23471121
		12孔右	142	23471122
		15孔左	188	23471151
		15孔右	188	23471152

备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ2.7、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(图例为12孔)
Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、Φ2.7、Φ3.5 locking screw (Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 12 holes)

WX 尺骨近端锁定钢板(左右) 23473
VA Proximal Ulna Locking Plate (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 尺骨近端锁定钢板(左右) VA Proximal Ulna Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	112	23473041
		4孔右	112	23473042
		6孔左	140	23473061
		6孔右	140	23473062
		8孔左	168	23473081
		8孔右	168	23473082

备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(图例为6孔)
Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 6 holes)

WX（万向）锁定钢板系列

WX (Variable Angle) Locking Plate Series

WX 尺骨近端锁定加压钩板 23474
VA Proximal Ulna Locking Compression Hook Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 尺骨近端锁定加压钩板 VA Proximal Ulna Locking Compression Hook Plate	纯钛 Pure Titanium	5孔	64	23474050
备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(图例为5孔) Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw (Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 5 holes)				

WX 腓骨远端重建锁定钢板(左右) T4415
VA Distal Fibula Reconstruction Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 腓骨远端重建锁定钢板(左右) VA Distal Fibula Reconstruction Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	6孔左	88	T4415006L
		6孔右	88	T4415006R
		8孔左	108	T4415008L
		8孔右	108	T4415008R
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)、 HA2.7螺钉（图例为6孔） Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、Φ2.7 locking screw (Anodized)、HA2.7 screw (Sample: 6 holes)				

WX 腓骨远端外侧锁定钢板-Ⅱ型(左右) 23563
VA Distal Lateral Fibula Locking Plate-Ⅱ (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 腓骨远端外侧锁定 钢板-Ⅱ型(左右) VA Distal Lateral Fibula Locking Plate-Ⅱ (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	3孔左	86	23563031
		3孔右	86	23563032
		4孔左	99	23563041
		4孔右	99	23563042
		5孔左	112	23563051
		5孔右	112	23563052
		6孔左	125	23563061
		6孔右	125	23563062
		7孔左	138	23563071
		7孔右	138	23563072
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ2.7、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7、HA3.5螺钉 (图例为5孔) Note: used for Φ2.7Variable angle locking screw(Anodized)、Φ2.7、Φ3.5 locking screw (Anodized)、HA2.7、HA3.5 screw (Sample: 5 holes)				

WX 跟骨结合微创锁定钢板大号(左右) 23559
VA Combo Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate(Max)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
WX 跟骨结合微创锁定钢板大号(左右) VA Combo Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate(Max)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	8孔左	23559081
		8孔右	23559082
备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)(图例为8孔) Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw(Anodized) (Sample: 8 holes)			

WX 跟骨结合微创锁定钢板小号(左右) 23560
VA Combo Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate(Mini)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
WX 跟骨结合微创锁定钢板小号(左右) VA Combo Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate(Mini)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	8孔左	23560081
		8孔右	23560082
备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)(图例为8孔) Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw(Anodized) (Sample: 8 holes)			

WX（万向）锁定钢板系列

WX (Variable Angle) Locking Plate Series

WX 跟骨解剖锁定钢板(小号)(左右) 23564

VA Calcaneus Anatomical Locking Plate(Mini)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 跟骨解剖锁定钢板(小号)(左右) VA Calcaneus Anatomical Locking Plate(Mini)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	11孔左	58	23564111
		11孔右	58	23564112

备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)
Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw(Anodized)

WX 跟骨解剖锁定钢板(中号)(左右) 23565

VA Calcaneus Anatomical Locking Plate(Mid)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 跟骨解剖锁定钢板(中号)(左右) VA Calcaneus Anatomical Locking Plate(Mid)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	11孔左	64	23565111
		11孔右	64	23565112

备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)
Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw(Anodized)

WX 跟骨解剖锁定钢板(大号)(左右) 23566

VA Calcaneus Anatomical Locking Plate(Max)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 跟骨解剖锁定钢板(大号)(左右) VA Calcaneus Anatomical Locking Plate(Max)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	11孔左	71	23566111
		11孔右	71	23566112

备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)
Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw(Anodized)

WX 3.5 胫骨近端内侧锁定钢板(左右) 23562

VA 3.5 Proximal Medial Tibial Locking Plate (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 3.5 胫骨近端内侧锁定钢板(左右) VA 3.5 Proximal Medial Tibial Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	106	23562051
		5孔右	106	23562052
		7孔左	134	23562071
		7孔右	134	23562072
		9孔左	162	23562091
		9孔右	162	23562092
		11孔左	111	23562111
		11孔右	112	23562112

备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(图例为9孔)
Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 9 holes)

WX 重建骨盆锁定加压板弧形(阳极氧化) 23569

VA Pelvic Reconstruction Locking Compression Plate (Curved)(Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 重建骨盆锁定加压板弧形 (阳极氧化) VA Pelvic Reconstruction Locking Compression Plate (Curved) (Anodized)	纯钛 Pure Titanium	5孔	62	23569050
		6孔	74	23569060
		8孔	98	23569080
		10孔	122	23569100
		12孔	146	23569120
		14孔	170	23569140

备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)(图例为10孔)
Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized) (Sample: 10 holes)

WX（万向）锁定钢板系列

WX (Variable Angle) Locking Plate Series

WX KSL 胫骨近端外侧锁定钢板(左右) 23558
VA KSL Proximal Lateral Tibial Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX KSL 胫骨近端外侧锁定钢板(左右) VA KSL Proximal Lateral Tibial Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	98	23558051
		5孔右	98	23558052
		7孔左	130	23558071
		7孔右	130	23558072
		9孔左	162	23558091
		9孔右	162	23558092
		11孔左	194	23558111
		11孔右	194	23558112
备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(图例为7孔) Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw(Anodized) HA3.5 screw (Sample: 7 holes)				

WX 胫骨远端前外侧锁定钢板(左右) 23561
VA Distal Anterolateral Tibial Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 胫骨远端前外侧 锁定钢板(左右) VA Distal Anterolateral Tibial Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	123	23561051
		5孔右	123	23561052
		7孔左	155	23561071
		7孔右	155	23561072
		9孔左	187	23561091
		9孔右	187	23561092
		11孔左	219	23561111
		11孔右	219	23561112
备注：选用Φ2.7万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ2.7、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(图例为9孔) Note: used for Φ2.7 variable angle locking screw(Anodized)、Φ2.7、Φ3.5 locking screw (Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 9 holes)				

WX 胫骨远端前内侧锁定钢板(左右) 23567
VA Distal Anteromedial Tibial Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 胫骨远端前内侧锁定钢板(左右) VA Distal Anteromedial Tibial Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	115	23567041
		4孔右	115	23567042
		6孔左	143	23567061
		6孔右	143	23567062
		8孔左	171	23567081
		8孔右	171	23567082
		10孔左	199	23567101
		10孔右	199	23567102
		12孔左	227	23567121
		12孔右	227	23567122
备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(图例为8孔) Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 8 holes)				

WX 胫骨远端内侧锁定钢板(左右) 23568
VA Distal Medial Tibial Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 胫骨远端内侧锁定钢板(左右) VA Distal Medial Tibial Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	115	23568041
		4孔右	115	23568042
		6孔左	143	23568061
		6孔右	143	23568062
		8孔左	171	23568081
		8孔右	171	23568082
		10孔左	199	23568101
		10孔右	199	23568102
		12孔左	227	23568121
		12孔右	227	23568122
备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(图例为8孔) Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 8 holes)				

WX（万向）锁定钢板系列

WX (Variable Angle) Locking Plate Series

WX 尺桡骨锁定钢板 23405
VA Ulna Radius Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No
WX 尺桡骨锁定钢板 VA Ulna Radius Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	5孔	90	23405050
		6孔	106	23405060
		7孔	122	23405070
		8孔	138	23405080
		10孔	154	23405100
		12孔	170	23405120
备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为7孔） Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw (Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 7 holes)				

WX 1/3圆锁定钢板 23406
VA One-third Tubular Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 1/3圆锁定钢板 VA One-third Tubular Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	6孔	85	23406060
		8孔	113	23406080
		10孔	141	23406100
备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为6孔） Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw (Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 6 holes)				

WX 重建锁定钢板 23401
VA Reconstruction Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 重建锁定钢板 VA Reconstruction Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	5孔	87	23401050
		6孔	103	23401060
		7孔	119	23401070
		8孔	135	23401080
		9孔	151	23401090
		10孔	167	23401100
		12孔	199	23401120
		14孔	231	23401140
备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为7孔） Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw (Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 7 holes)				

WX 重建骨盆锁定加压板直型（阳极氧化）23047
VA Pelvic Reconstruction Locking Compression Plate (Straight) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.		
WX 重建骨盆锁定加压板直型 (阳极氧化) VA Pelvic Reconstruction Locking Compression Plate (Streight) (Anodized)	纯钛 Pure Titanium	6孔	76	23047060		
		8孔	102	23047080		
		10孔	128	23047100		
		12孔	154	23047120		
		14孔	180	23047140		
		16孔	206	23047160		
		18孔	232	23047180		
20孔					258	23047200
备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为8孔） Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw (Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 8 holes)						

WX 肱骨锁定钢板 23402
VA Humerus Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
WX 肱骨锁定钢板 VA Humerus Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	6孔	115	23402060
		7孔	131	23402070
		8孔	147	23402080
		9孔	163	23402090
		10孔	179	23402100
		12孔	211	23402120
		14孔	243	23402140
备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为8孔） Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw (Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 8 holes)				

JY-锁定钢板系列

JY Locking Plate Series

适应症 Indications

- 胫骨近端内侧开放式闭合楔型截骨术；
 - 内侧或外侧单髁膝关节病，胫骨近端对线不良；
 - 胫骨近端特发性或创伤性内翻或外翻畸形。
- Open and closed wedged Osteotomies of the medial proximal tibia.
 - Medial or lateral Unicompartmental osteoarthritis, malalignment of proximal tibia.
 - Idiopathic or traumatic varus or valgus of proximal tibia.



JY HTO 胫骨截骨标准型锁定钢板 232140 JY HTO Tibial Osteotomy Standard Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY HTO 胫骨截骨 标准型锁定钢板 JY HTO Tibial Osteotomy Standard Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	4孔	115	23214040
备注：选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA4.5螺钉（图例为4孔） Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized)、HA4.5 screw (Sample: 4 holes)				

JY HTO 胫骨截骨小型锁定钢板 232141 JY HTO Tibial Osteotomy Small Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY HTO 胫骨截骨 小型锁定钢板 JY HTO Tibial Osteotomy Small Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	4孔	112	23214140
备注：选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA4.5螺钉（图例为4孔） Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized)、HA4.5螺钉 (Sample: 4 holes)				

JY-锁定钢板系列

JY Locking Plate Series

JY 锁骨S型锁定低应力板（阳极氧化） 23083
JY S Clavicle Locking Plate(Low Stress)(Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 锁骨S型锁定低应力板 (阳极氧化) JY S Clavicle Locking Plate (Low Stress)(Anodized)	纯钛 Pure Titanium	7孔左	90	23083071
		7孔右	90	23083072
		8孔左	102	23083081
		8孔右	102	23083082
		9孔左	114	23083091
		9孔右	114	23083092
		10孔左	126	23083101
		10孔右	126	23083102
		12孔左	150	23083121
		12孔右	150	23083122

备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为9孔）
Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw(Sample: 9 holes)

JY 锁骨干锁定钢板(左右) 23071、23077
JY Clavicle Stem Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 锁骨干锁定钢板(左右) JY Clavicle Stem Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	短7孔左	90	23077071
		短7孔右	90	23077072
		7孔左	109	23071071
		7孔右	109	23071072
		8孔左	122	23071081
		8孔右	122	23071082
		9孔左	136	23071091
		9孔右	136	23071092
		11孔左	162	23071111
		11孔右	162	23071112

备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为8孔）
Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw(Sample: 8 holes)

JY 锁骨远端锁定钢板(左右) 23072
JY Distal Clavicle Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 锁骨远端锁定钢板(左右) JY Distal Clavicle Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	82	23072041
		4孔右	82	23072042
		5孔左	96	23072051
		5孔右	96	23072052
		6孔左	110	23072061
		6孔右	110	23072062
		7孔左	123	23072071
		7孔右	123	23072072
		8孔左	136	23072081
		8孔右	136	23072082

备注：选用Φ2.7、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为6孔）
Note: used for Φ2.7、Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw(Sample: 6 holes)

JY 肩锁钩锁定钢板(左右) 23075
JY Clavicle Hook Locking Plate(Left,Right)



JY 肩锁钩锁定钢板(左右) 23079
JY Clavicle Hook Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	高度(mm) Height	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 肩锁钩锁定钢板(左右) JY Clavicle Hook Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	14	8孔左	54	23075081
			8孔右	54	23075082
			9孔左	66	23075091
			9孔右	66	23075092
			11孔左	92	23075111
JY 肩锁钩锁定钢板(左右) JY Clavicle Hook Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	17	11孔右	92	23075112
			8孔左	54	23079081
			8孔右	54	23079082
			9孔左	66	23079091
			9孔右	66	23079092
			11孔左	92	23079111
			11孔右	92	23079112

备注：选用Φ2.7、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为11孔）
Note: used for Φ2.7、Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5screw(Sample:11 holes)

JY-锁定钢板系列

JY Locking Plate Series

JY 肱骨大结节锁定钢板(左右) 23073

JY Humerus Tubercle Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 肱骨大结节锁定钢板(左右) JY Humerus Tubercle Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	42	23073051
		5孔右	42	23073052

备注：选用Φ2.7、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7、HB4.0螺钉（图例为5孔）
Note: used for Φ2.7、Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA2.7、HB4.0 screw (Sample: 5 holes)

JY 肱骨近端锁定钢板 23051

JY Proximal Humerus Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 肱骨近端锁定钢板 JY Proximal Humerus Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	3孔	91	23051030
		5孔	115	23051050

备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5、HB4.0螺钉（图例为5孔）
Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5、HB4.0 screw (Sample: 5 holes)

JY 肱骨近端锁定钢板(长) 23052

JY Proximal Humerus Locking Plate(Long)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 肱骨近端锁定钢板(长) JY Proximal Humerus Locking Plate(Long)	纯钛 Pure Titanium	5孔	144	23052050
		7孔	180	23052070
		9孔	216	23052090
		11孔	252	23052110
		13孔	288	23052130

备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5、HB4.0螺钉（图例为5孔）
Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5、HB4.0 screw (Sample: 5 holes)

JY 肱骨远端外侧锁定钢板(左右) 23081

JY Distal Lateral Humerus Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 肱骨远端外侧锁定钢板(左右) JY Distal Lateral Humerus Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	92	23081051
		5孔右	92	23081052
		7孔左	118	23081071
		7孔右	118	23081072
		9孔左	144	23081091
		9孔右	144	23081092
		11孔左	170	23081111
		11孔右	170	23081112

备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5、HB4.0螺钉（图例为11孔）
Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5、HB4.0 screw (Sample: 11 holes)

JY 肱骨远端亚髁锁定钢板(左右) 23074

JY Distal Humerus Subcondyle Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 肱骨远端亚髁锁定钢板(左右) JY Distal Humerus Subcondyle Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	12孔左	142	23074121
		12孔右	142	23074122
		15孔左	188	23074151
		15孔右	188	23074152

备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为15孔）
Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 15 holes)

JY-锁定钢板系列

JY Locking Plate Series

JY 2.7 桡骨远端支持锁定钢板小号(左右) 23053
JY 2.7 Distal Radius Buttress Locking Plate(Mini)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 2.7 桡骨远端支持锁定 钢板小号(左右) JY 2.7 Distal Radius Buttress Locking Plate(Mini)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	55	23053041
		4孔右	55	23053042
		5孔左	63	23053051
		5孔右	63	23053052
		7孔左	79	23053071
		7孔右	79	23053072
		9孔左	95	23053091
		9孔右	95	23053092
		11孔左	111	23053111
		11孔右	111	23053112
		13孔左	127	23053131
		13孔右	127	23053132
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7螺钉（图例为4孔） Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized)、HA2.7 screw (Sample: 4 holes)				

JY 2.7 桡骨远端支持锁定钢板大号(左右) 23054
JY 2.7 Distal Radius Buttress Locking Plate(Large)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 2.7 桡骨远端支持锁定 钢板大号(左右) JY 2.7 Distal Radius Buttress Locking Plate(Large)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	55	23054041
		4孔右	55	23054042
		5孔左	63	23054051
		5孔右	63	23054052
		7孔左	79	23054071
		7孔右	79	23054072
		9孔左	95	23054091
		9孔右	95	23054092
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7螺钉（图例为5孔） Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized)、HA2.7 screw (Sample: 5 holes)				

JY 桡骨远端背侧锁定钢板(左右) 23055
JY Distal Back Radius Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
JY 桡骨远端背侧锁定钢板(左右) JY Distal Back Radius Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	14孔左	23055141
		14孔右	23055142
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)（图例为14孔） Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized) (Sample: 14 holes)			

JY 尺骨远端锁定钢板 23080
JY Distal Ulna Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 尺骨远端锁定钢板 JY Distal Ulna Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	8孔	45	23080080
备注：选用Φ2.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.0螺钉(图例为8孔) Note: used for Φ2.0 locking screw(Anodized)、HA2.0 screw (Sample: 8 holes)				

JY 2.7 桡骨头锁定钢板(左右) 23056
JY 2.7 Radius Head Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 2.7桡骨头锁定钢板(左右) JY 2.7 Radius Head Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	3孔左	40	23056031
		3孔右	40	23056032
		4孔左	48	23056041
		4孔右	48	23056042
		5孔左	56	23056051
		5孔右	56	23056052
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)（图例为4孔） Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized)(Sample: 4 holes)				

JY-锁定钢板系列

JY Locking Plate Series

JY 2.7 腓骨远端重建锁定钢板(左右) 23201

JY 2.7 Distal Fibula Reconstruction Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 2.7 腓骨远端重建锁定钢板 (左右) JY 2.7 Distal Fibula Reconstruction Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	68	23201041
		4孔右	68	23201042
		6孔左	88	23201061
		6孔右	88	23201062
		8孔左	108	23201081
		8孔右	108	23201082
		10孔左	128	23201101
		10孔右	128	23201102
		12孔左	148	23201121
12孔右	148	23201122		
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7螺钉（图例为6孔） Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized)、HA2.7 screw (Sample: 6 holes)				

JY 2.7 腓骨远端外侧锁定钢板-Ⅱ型(左右) 23226

JY 2.7 Distal Lateral Fibula Locking Plate-Ⅱ (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 2.7 腓骨远端外侧锁定 钢板-Ⅱ (左右) JY 2.7 Distal Lateral Fibula Locking Plate-Ⅱ (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	3孔左	86	23226031
		3孔右	86	23226032
		5孔左	112	23226051
		5孔右	112	23226052
		7孔左	138	23226071
		7孔右	138	23226072
备注：选用Φ2.7、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7、HA3.5螺钉（图例为3孔） Note: used for Φ2.7Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA2.7、HA3.5 screw (Sample: 3 holes)				

JY 跟骨结合微创锁定钢板(左右) 23209

JY Combo Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
JY 跟骨结合微创锁定钢板(左右) JY Combo Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	9孔左	23209091
		9孔右	23209092
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)			

JY 跟骨结合微创锁定钢板大号(左右) 23232

JY Combo Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate(Max)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
JY 跟骨结合微创锁定钢板大号(左右) JY Combo Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate (Max)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	8孔左	23232081
		8孔右	23232082
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)			

JY 跟骨结合微创锁定钢板小号(左右) 23212

JY Combo Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate(Mini)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
JY 跟骨结合微创锁定钢板小号(左右) JY Combo Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate (Mini)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	8孔左	23212081
		8孔右	23212082
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)			

JY-锁定钢板系列

JY Locking Plate Series

JY 跟骨后粗隆微创锁定钢板(左右) 23208

JY Posterior Tuberosity Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
JY 跟骨后粗隆微创锁定钢板(左右) JY Posterior Tuberosity Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	6孔左	23208061
		6孔右	23208062
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)			

JY 跟骨后粗隆微创锁定钢板小号(左右) 23211

JY Posterior Tuberosity Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate (Mini)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
JY 跟骨后粗隆微创锁定钢板小号(左右) JY Posterior Tuberosity Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate (Mini)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	23211051
		5孔右	23211052
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)			

JY 跟骨前突微创锁定钢板(左右) 23210

JY Anterior Process Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
JY 跟骨前突微创锁定钢板(左右) JY Anterior Process Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	23210051
		5孔右	23210052
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)			

JY 跟骨前突微创锁定钢板小号(左右) 23213

JY Anterior Process Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate (Mini)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
JY 跟骨前突微创锁定钢板小号(左右) JY Anterior Process Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate (Mini)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	23213051
		5孔右	23213052
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)			

JY 跟骨解剖锁定钢板(小号) (左右) 23227

JY Calcaneus Anatomical Locking Plate(Mini)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 跟骨解剖锁定钢板(小号)(左右) JY Calcaneus Anatomical Locking Plate(Mini)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	11孔左	58	23227111
		11孔右	58	23227112
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)				

JY-锁定钢板系列

JY Locking Plate Series

JY 跟骨解剖锁定钢板(中号) (左右) 23228
JY Calcaneus Anatomical Locking Plate(Mid)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 跟骨解剖锁定钢板(中号)(左右) JY Calcaneus Anatomical Locking Plate(Mid)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	11孔左	64	23228111
		11孔右	64	23228112
备注：选用 Φ3.5 锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)				

JY 跟骨解剖锁定钢板(大号) (左右) 23230
JY Calcaneus Anatomical Locking Plate(Max)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 跟骨解剖锁定钢板(大号)(左右) JY Calcaneus Anatomical Locking Plate(Max)(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	11孔左	71	23230111
		11孔右	71	23230112
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)				

JY 3.5 胫骨近端内侧锁定钢板(左右) 23206
JY 3.5 Proximal Medial Tibial Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 3.5 胫骨近端内侧锁定钢板(左右) JY 3.5 Proximal Medial Tibial Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	106	23206051
		5孔右	106	23206052
		7孔左	134	23206071
		7孔右	134	23206072
		9孔左	162	23206091
		9孔右	162	23206092
		11孔左	190	23206111
		11孔右	190	23206112
		13孔左	218	23206131
		13孔右	218	23206132
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为7孔） Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5screw (Sample: 7 holes)				

JY 5.0 胫骨近端内侧锁定钢板(左右) 23207
JY 5.0 Proximal Medial Tibial Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 5.0 胫骨近端内侧锁定 钢板(左右) JY 5.0 Proximal Medial Tibial Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	125	23207051
		5孔右	125	23207052
		7孔左	161	23207071
		7孔右	161	23207072
		9孔左	197	23207091
		9孔右	197	23207092
		11孔左	233	23207111
		11孔右	233	23207112
		13孔左	269	23207131
		13孔右	269	23207132
		15孔左	305	23207151
		15孔右	305	23207152
备注：选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA4.5螺钉（图例为9孔） Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized)、HA4.5screw (Sample: 9 holes)				

JY-锁定钢板系列

JY Locking Plate Series

JY KSL 胫骨近端外侧锁定钢板(左右) 23205
JY KSL Proximal Lateral Tibial Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY KSL 胫骨近端外侧锁定钢板 JY KSL Proximal Lateral Tibial Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	98	23205051
		5孔右	98	23205052
		7孔左	130	23205071
		7孔右	130	23205072
		9孔左	162	23205091
		9孔右	162	23205092
		11孔左	194	23205111
		11孔右	194	23205112
		13孔左	226	23205131
		13孔右	226	23205132
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为9孔） Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 9 holes)				

JY 胫骨近端外侧锁定钢板(左右) 23231
JY Proximal Lateral Tibial Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 胫骨近端外侧锁定钢板(左右) JY Proximal Lateral Tibial Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	148	23231041
		4孔右	148	23231042
		6孔左	184	23231061
		6孔右	184	23231062
		8孔左	220	23231081
		8孔右	220	23231082
		10孔左	256	23231101
		10孔右	256	23231102
		12孔左	292	23231121
		12孔右	292	23231122
		14孔左	328	23231141
		14孔右	328	23231142
备注：选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA4.5螺钉（图例为8孔） Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized)、HA4.5 screw (Sample: 8 holes)				

JY 胫骨远端内侧锁定钢板(左右) 23203
JY Distal Medial Tibial Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 胫骨远端内侧锁定钢板(左右) JY Distal Medial Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	148	23203051
		5孔右	148	23203052
		7孔左	180	23203071
		7孔右	180	23203072
		9孔左	212	23203091
		9孔右	212	23203092
		11孔左	244	23203111
		11孔右	244	23203112
		13孔左	276	23203131
13孔右	276	23203132		
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为7孔） Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 7 holes)				

JY 胫骨远端内踝锁定钢板 23231
JY Distal Tibial Medial Malleolus Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 胫骨远端内踝锁定钢板 JY Distal Tibial Medial Malleolus Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	4孔	88	23231040
		6孔	111	23231060
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为6孔） Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 6 holes)				

JY-锁定钢板系列

JY Locking Plate Series

JY 胫骨远端前外侧锁定钢板(左右) 23204

JY Distal Anterolateral Tibial Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 胫骨远端前外侧锁定钢板(左右) JY Distal Anterolateral Tibial Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	123	23204051
		5孔右	123	23204052
		7孔左	155	23204071
		7孔右	155	23204072
		9孔左	187	23204091
		9孔右	187	23204092
		11孔左	219	23204111
		11孔右	219	23204112
		13孔左	251	23204131
		13孔右	251	23204132
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为7孔） Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 7 holes)				

JY 胫骨远端后踝锁定钢板 23234

JY Distal Tibial Posterior Malleolus Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 胫骨远端后踝锁定钢板 JY Distal Tibial Posterior Malleolus Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	4孔	84	23234040
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(图例为4孔) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 4 holes)				

JY 股骨假体翻修锁定钢板(直型) 23013

JY Femoral Prosthesis Revision Locking Plate (Straight)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 股骨假体翻修锁定钢板(直型) JY Femoral Prosthesis Revision Locking Plate (Straight)	纯钛 Pure Titanium	10孔	257	23013100
		12孔	301	23013120
备注：或选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)（图例为10孔） Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized) (Sample: 10 holes)				

JY 股骨假体翻修锁定钢板 23233

JY Femoral Prosthesis Revision Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 股骨假体翻修锁定钢板 JY Femoral Prosthesis Revision Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	5孔	125	23233050
		14孔左	271	23233141
		14孔右	271	23233142
		16孔左	297	23233161
		16孔右	297	23233162
备注：或选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)（图例为14孔） Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized) (Sample: 14 holes)				

JY 重建骨盆锁定加压板弧形(阳极氧化) 23235

JY Pelvic Reconstruction Locking Compression Plate (Curved) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 重建骨盆锁定加压板弧形 (阳极氧化) VA Pelvic Reconstruction Locking Compression Plate(Curved) (Anodized)	纯钛 Pure Titanium	5孔	62	23235050
		6孔	74	23235060
		8孔	98	23235080
		10孔	122	23235100
		12孔	146	23235120
		14孔	170	23235140
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)(图例为10孔) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized) (Sample: 10 holes)				

JY-锁定钢板系列

JY Locking Plate Series

JY 股骨远端外侧锁定钢板(左右) 23202

JY Distal Lateral Femoral Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 股骨远端外侧锁定 钢板(左右) JY Distal Lateral Femoral Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	178	23202051
		5孔右	178	23202052
		7孔左	222	23202071
		7孔右	222	23202072
		9孔左	266	23202091
		9孔右	266	23202092
		11孔左	310	23202111
		11孔右	310	23202112
		13孔左	353	23202131
		13孔右	353	23202132

备注：选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA4.5螺钉（图例为9孔）
Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized)、HA4.5 screw (Sample: 9 holes)

JY 股骨锁定钢板 23012、23004

JY Femoral Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 股骨锁定钢板 JY Femoral Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	8孔短	194	23012080
		8孔	213	23004080
		9孔	235	23004090
		10孔	257	23004100
		12孔	301	23004120
		14孔	345	23004140

备注：选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA4.5螺钉（图例为9孔）
Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized)、HA4.5 screw (Sample: 9 holes)

JY 胫骨干骺端锁定钢板 23216

JY Tibial Metaphyseal Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 胫骨干骺端锁定钢板 JY Tibial Metaphyseal Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	10孔	158	23216010
		12孔	194	23216012
		14孔	230	23216014
		16孔	266	23216016

备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为12孔）
Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 12 holes)

JY 胫骨锁定钢板 23003

JY Tibial Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 胫骨锁定钢板 JY Tibial Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	7孔	159	23003070
		8孔	177	23003080
		9孔	195	23003090
		10孔	213	23003100
		12孔	249	23003120
		14孔	285	23003140

备注：选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA4.5螺钉（图例为7孔）
Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized)、HA4.5 screw (Sample: 7 holes)

JY-锁定钢板系列

JY Locking Plate Series

JY 肱骨干骺端锁定钢板 23070

JY Humeral Metaphyseal Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 肱骨干骺端锁定钢板 JY Humeral Metaphyseal Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	7孔	112	23070070
		9孔	144	23070090
		11孔	176	23070110
		13孔	208	23070130
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为9孔） Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 9 holes)				

JY 肱骨锁定钢板 23002

JY Humeral Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 肱骨锁定钢板 JY Humeral Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	7孔	131	23002070
		8孔	147	23002080
		9孔	163	23002090
		10孔	179	23002100
		12孔	211	23002120
		14孔	243	23002140
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为7孔） Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 7 holes)				

JY 尺桡骨锁定钢板 23005

JY Ulna Radius Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 尺桡骨锁定钢板 JY Ulna Radius Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	6孔	106	23005060
		7孔	122	23005070
		8孔	138	23005080
		9孔	154	23005090
		10孔	170	23005100
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为6孔） Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 6 holes)				

JY 重建锁定钢板 23001

JY Reconstruction Locking Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 重建锁定钢板 JY Reconstruction Locking Plate	纯钛 Pure Titanium	5孔	87	23001050
		6孔	103	23001060
		7孔	119	23001070
		8孔	135	23001080
		9孔	151	23001090
		10孔	167	23001100
		12孔	199	23001120
		14孔	231	23001140
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为7孔） Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 7 holes)				

JY 重建骨盆锁定加压板直型（阳极氧化）23014

JY Pelvic Reconstruction Locking Compression Plate (Straight) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
JY 重建骨盆锁定加压板直型 (阳极氧化) JY pelvic Reconstruction Locking Compression Plate (Straight) (Anodized)	纯钛 Pure Titanium	6孔	76	23014060
		8孔	102	23014080
		10孔	128	23014100
		12孔	154	23014120
		14孔	180	23014140
		16孔	206	23014160
		18孔	232	23014180
		20孔	258	23014200
备注：选用Φ3.5万向锁定螺钉(阳极氧化)、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉（图例为8孔） Note: used for Φ3.5 variable angle locking screw(Anodized)、Φ3.5 locking screw (Anodized)、HA3.5 screw (Sample: 8 holes)				

JY-锁定钢板系列

JY Locking Plate Series

JY 肩胛骨肩峰锁定钢板(左右) 23077
JY Scapula Acromion Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
JY 肩胛骨肩峰锁定钢板(左右) JY Scapula Acromion Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	9孔左	23077091
		9孔右	23077092
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)（图例为9孔） Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized) (Sample: 9 holes)			

JY 肩胛骨外侧缘锁定钢板(左右) 23078
JY Scapula Lateral Margin Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
JY 肩胛骨外侧缘锁定钢板(左右) JY Scapula Lateral Margin Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	9孔左	23078091
		9孔右	23078092
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)（图例为9孔） Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized) (Sample: 9 holes)			

JY 肩胛骨关节盂锁定钢板(左右) 23076
JY Scapula Glenoid Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
JY 肩胛骨关节盂锁定钢板(左右) JY Scapula Glenoid Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	23076041
		4孔右	23076042
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)（图例为4孔） Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized) (Sample: 4 holes)			

JY 肩胛骨内侧缘锁定钢板(左右) 23082
JY Scapula Medial Margin Locking Plate(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
JY 肩胛骨内侧缘锁定钢板(左右) JY Scapula Medial Margin Locking Plate(Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	10孔左	23082101
		10孔右	23082102
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)（图例为10孔） Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized) (Sample: 10 holes)			

阳极氧化螺钉系列

Screw Series (Anodized)

Φ2.7 万向锁定螺钉(阳极氧化) T480 VA Locking Screw(Anodized)



万向锁定螺钉阳极氧化 33151 Universal Locking Screw(Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
万向锁定螺钉阳极氧化 Universal Locking Screw(Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	2.7	10、12、14、16、 18、20、22、24、 26、28、	T4802710- T4802728
			30、35、40	T4802730- T4802740
		3.5	10-50 (每2mm为一档) The specification is 2mm	33151010- 33151050
			55-80 (每5mm为一档) The specification is 5mm	33151055- 33151080

Φ2.7 梅花型锁定螺钉(阳极氧化) T491 Torx Locking Screw(Anodized)



Φ3.5 梅花型锁定螺钉(阳极氧化) T492 Torx Locking Screw (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
梅花型锁定螺钉(阳极氧化) Torx Locking Screw (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	2.7	6-60 (每2mm为一档) The specification is 2mm	T4912706- T4912760
		3.5	10-50 (每2mm为一档) The specification is 2mm	T4923510- T4923550
			55-80 (每5mm为一档) The specification is 5mm	T4923555- T4923580
		5.0	14-50 (每2mm为一档) The specification is 2mm	T4935014- T4935050
			55-100 (每5mm为一档) The specification is 5mm	T4935055- T4935100

Φ5.0 梅花型锁定螺钉(阳极氧化) T493 Torx Locking Screw (Anodized)



HA3.5 金属接骨螺钉(阳极氧化) T52235 Metal Bone Fracture Screw (Anodized)



HA4.5 金属接骨螺钉(阳极氧化) T52245 Metal Bone Fracture Screw (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
金属接骨螺钉(阳极氧化) Metal Bone Fracture Screw(Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	HA3.5	12-50 (每2mm为一档) The specification is 2mm	T5223512- T5223550
		HA4.5	20-50 (每2mm为一档) The specification is 2mm	T5224520- T5224550
			55、60	T5224555 T5224560

填塞钉(阳极氧化) 33005、33006 Filling Screw (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	规格(mm) Specification	产品编号 Product No.
填塞钉(阳极氧化) Filling Screw (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	3.5*1.5mm	33005104
		5.0*1.5mm	33006105