


弹性髓内针(无菌包装)

Elastic Intramedullary Pins (Sterile Packaging)



系统特点

Character Of The System

- 不损伤骨骺板，安全。
- 手术时间短，损伤小，减少了血运的破坏。
- 弧形头端设计，使复位更简单，插入更便捷。
- 尾帽防止弹性髓内针退出髓腔。
- 尾帽圆头保护周围软组织，避免激惹和术后疼痛。
- 尾帽松质骨螺纹设计与干骺牢固锚合。
- 尾帽反向切割槽便于尾帽的取出。
- 激光标记髓内针尖端方向，减少影像设备的使用。
- No damage to epiphyseal plate and safe.
- Short surgery time, less injury, reduce the damage to blood supply.
- Curved head design makes reduction more simple and convenient to insert .
- End caps prevents elastic intramedullary pins from dropping out of the medullary canal.
- Round head of end caps protects the surrounding soft tissue and avoids irritation and postoperative pain.
- Cancellous bone thread design of end caps is securely combined with metaphysis.
- Reversed cutting slot of end caps is easy for the extraction of end caps.
- Laser marks the tip of intramedullary pins and reduces the use of imaging equipment.

无菌包装

Sterile Packaging



弹性髓内针(无菌包装)

Elastic Intramedullary Pins (Sterile Packaging)

金属髓内针 T894 Metal Intramedullary Pins



产品名称 Product Name	包装形式 Packaging Form	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
金属髓内针 Metal Intramedullary Pins	无菌包装 Sterile Packaging	钛合金 Titanium Alloy	2.0	320	T89420320-S
			2.5	400	T89425400-S
			3.0	400	T89430400-S
			3.5	400	T89435400-S
			4.0	400	T89440400-S


尾帽 T895 End Cap




产品名称 Product Name	包装形式 Packaging Form	材质 Material	规格 Specification	产品编号 Product No.
尾帽 End Cap	无菌包装 Sterile Packaging	钛合金 Titanium Alloy	小 (Mini)	T8950000-S
			大 (Large)	T8950001-S

备注: Φ 2.0、2.5金属髓内针选用小号尾帽, Φ 3.0、3.5、4.0金属髓内针选用大号尾帽。
Note: Φ 2.0, 2.5 metal intramedullary pins use small end caps, Φ 3.0, 3.5, 4.0 metal intramedullary pins use large end caps.

临床案例 Clinical Cases



配套器械 Supporting Instruments



QML 多维肱骨带锁髓内钉系统

QML Multi-Dimensional Humeral Intramedullary Nail System



QML 多维肱骨带锁髓内钉系统

QML Multi-Dimensional Humeral Intramedullary Nail System

QML 多维肱骨带锁髓内钉（短型）63044、63045 Multi-Dimensional Humeral Intramedullary Nail(Short)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
QML 多维肱骨带锁髓内钉 (短型) Multi-Dimensional Humeral Intramedullary Nail(Short)	钛合金 Titanium Alloy	8.5	160左	63044161
			160右	63044162
		9.5	160左	63045161
			160右	63045162

QML 多维肱骨带锁髓内钉（加长型）63049、63050 Multi-Dimensional Humeral Intramedullary Nail(Extended)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
QML 多维肱骨带锁髓内钉 (加长型) Multi-Dimensional Humeral Intramedullary Nail(Extended)	钛合金 Titanium Alloy	7.0	200左	63049201
			200右	63049202
			220左	63049221
			220右	63049222
			240左	63049241
			240右	63049242
			260左	63049261
			260右	63049262
			280左	63049281
			280右	63049282
			300左	63049301
			300右	63049302
		8.0	200左	63050201
			200右	63050202
			220左	63050221
			220右	63050222
			240左	63050241
			240右	63050242
			260左	63050261
			260右	63050262
			280左	63050281
			280右	63050282
			300左	63050301
			300右	63050302

QML Φ4.5全螺纹锁钉 63046 Φ4.5 Full Thread Locking Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
QML Φ4.5全螺纹锁钉 Φ4.5 Full Thread Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	4.5	20-60 每2mm为一档 The specification is 2mm)	63046020 -63046060

QML Φ3.5全螺纹锁钉 63047 Φ3.5 Full Thread Locking Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
QML Φ3.5全螺纹锁钉 Φ3.5 Full Thread Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	3.5	20-46 每2mm为一档 The specification is 2mm)	63047020 -63047046

QML 锁定尾帽 63048 Locking End Cap



产品名称 Product Name	材质 Material	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
QML 锁定尾帽 Locking End Cap	钛合金 Titanium Alloy	0	63048100
		0(加长型)	63048200
		5	63048205
		5(加长型)	63048305
		10	63048310

QML 多维胫骨髌上入路髓内钉系统(632)

QML Multi-Dimensional Tibial Suprapatellar approach Intramedullary Nail System(632)



短型
Short

- 可持式 $\Phi 5.0$ 全螺纹锁钉
- 松质骨螺纹提供更好的把持力
- Holding type full thread locking screw
- Can cellous bone thread provide better holding force



加长型
Extended

- 可持式 $\Phi 4.5$ 全螺纹锁钉
- 双线螺纹，拧钉更快。
- Holding type full thread locking screw
- Screw speed of double theread is faster



髌上入路瞄准手柄
Suprapatellar approach
aiming handle

QML 多维胫骨髌上入路髓内钉系统(632)

QML Multi-Dimensional Tibial Suprapatellar approach Intramedullary Nail System(632)

QML 多维胫骨髌上入路髓内钉 63201、63202、63203
Multi-Dimensional Tibial Suprapatellar approach
Intramedullary Nail



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
QML 多维胫骨髌上入路 髓内钉 Multi-Dimensional Tibial Suprapatellar approach Intramedullary Nail	钛合金 Titanium Alloy	9.0	160	63201160
			180	63201180
			200	63201200
		10	160	63202160
			180	63202180
			200	63202200
		11	160	63203160
			180	63203180
			200	63203200

QML 多维胫骨髌上入路髓内钉 (加长型) 63204、63205、63206
Multi-Dimensional Tibial Suprapatellar approach
Intramedullary Nail (Extended)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
QML 多维胫骨髌上入路 髓内钉 (加长型) Multi-Dimensional Tibial Suprapatellar approach Intramedullary Nail (Extended)	钛合金 Titanium Alloy	8.4	255	63204255
			270	63204270
			285	63204285
			300	63204300
			315	63204315
			330	63204330
			345	63204345
			360	63204360
		9.0	375	63204375
			255	63205255
			270	63205270
			285	63205285
			300	63205300
			315	63205315
			330	63205330
			345	63205345
		10	360	63205360
			375	63205375
			255	63206255
			270	63206270
			285	63206285
			300	63206300
			315	63206315
			330	63206330
			345	63206345
			360	63206360
			375	63206375

QML $\Phi 5.0$ 全螺纹锁钉 63207
 $\Phi 5.0$ Full Thread Locking Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
QML 5.0全螺纹锁钉 $\Phi 5.0$ Full Thread Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	5.0	25-85 每5mm为一档 The specification is 5mm)	63207025 -63207085

$\Phi 4.5$ 可持式双线全螺纹锁钉 63009
 $\Phi 4.5$ Holding Type DoubleThread Locking Screw




产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
$\Phi 4.5$ 可持式双线全螺纹 锁钉 $\Phi 4.5$ Holding Type DoubleThread Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	4.5	30-85 每5mm为一档 The specification is 5mm)	63009030 -63009085

QML 锁定尾帽 63208
Locking End Cap



产品名称 Product Name	材质 Material	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
QML 锁定尾帽 Locking End Cap	钛合金 Titanium Alloy	0	63208100

QML 尾帽 63209
End Cap



产品名称 Product Name	材质 Material	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
QML 尾帽 End Cap	钛合金 Titanium Alloy	5	63209005
		10	63209010
		15	63209015

QML 多维股骨倒置带锁髓内钉系统(633)

QML Multi-Dimensional Femoral Reverse Intramedullary Nail System(633)



QML 多维股骨倒置带锁髓内钉系统(633)

QML Multi-Dimensional Femoral Reverse Intramedullary Nail System(633)

QML 多维股骨倒置带锁髓内钉 63301、63302、63303
Multi-Dimensional Femoral Reverse Intramedullary Nail



QML $\Phi 5.0$ 全螺纹锁钉 63207
 $\Phi 5.0$ Full Thread Locking Screw




$\Phi 4.5$ 可持式双线全螺纹锁钉 63009
 $\Phi 4.5$ Holding Type DoubleThread Locking Screw



QML 锁定尾帽 63304
Locking End Cap



QML 尾帽 63305
End Cap



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
QML 多维股骨倒置带锁髓内钉 Multi-Dimensional Femoral Reverse Intramedullary Nail	钛合金 Titanium Alloy	9.4	180	63301180
			220	63301220
			260	63301260
			300	63301300
			320	63301320
			340	63301340
			360	63301360
			380	63301380
		10	400	63301400
			180	63302180
			220	63302220
			260	63302260
			300	63302300
			320	63302320
			340	63302340
			360	63302360
			380	63302380
			400	63302400
			420	63302420
		11	180	63303180
			220	63303220
			260	63303260
			300	63303300
			320	63303320
			340	63303340
			360	63303360
			380	63303380
			400	63303400

产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
QML 5.0全螺纹锁钉 $\Phi 5.0$ Full Thread Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	5.0	30-85 每5mm为一档 The specification is 5mm)	63207030 -63207085

产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
$\Phi 4.5$ 可持式双线全螺纹锁钉 $\Phi 4.5$ Holding Type DoubleThread Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	4.5	30-85 每5mm为一档 The specification is 5mm)	63009030 -63009085

产品名称 Product Name	材质 Material	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
QML 锁定尾帽 Locking End Cap	钛合金 Titanium Alloy	0	63304100

产品名称 Product Name	材质 Material	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
QML 尾帽 End Cap	钛合金 Titanium Alloy	0	63305100
		5	63305105
		10	63305110
		15	63305115

KTO®-滑动加压伽玛钉系统(亚洲版)

KTO®-Sliding Compression Gamma Intramedullary Nail System(Asian Version)

系统特点

Character Of The System



- 近端直径小，更适合亚洲人。
- 5° 外偏角，大粗隆顶点微创入路。
- 近端梯型设计，稳定性更好。
- 127° 颈干角更适合亚洲人
- Proximal trapezoid design, better stability.
- 5° lateral offset, minimally invasive greater trochanter approach.
- Proximal diameter is small and more suitable for asians.
- 127° is more suitable for asians

- 联合交锁钉：抗旋转、防切出、可加压。
- Integrated interlocking Screw: anti-rotation, anti-cutting, compression.

- 可持术中防脱钉
- 双线螺纹拧钉速度更快
- Holding type intraoperative anti-off screw
- Screw speed of double thread is faster

远端锁钉方案
Distal locking screw plan




视频在线播放

KTO®-滑动加压伽玛钉系统(亚洲版)

KTO®-Sliding Compression Gamma Intramedullary Nail System(Asian Version)

系统特点

Character Of The System



KTO[®]-滑动加压伽玛玛钉系统(亚洲版)

KTO[®]-Sliding Compression Gamma Intramedullary Nail System(Asian Version)


系统特点

Character Of The System



KTO®-滑动加压伽玛钉系统(亚洲版)

KTO®-Sliding Compression Gamma Intramedullary Nail System(Asian Version)



KTO[®]-滑动加压伽玛钉系统(亚洲版)

KTO[®]-Sliding Compression Gamma Intramedullary Nail System(Asian Version)

KTO[®]-滑动加压伽玛钉小号(加长型) 63037、63038、63039

KTO[®]-Sliding Compression Gamma Nail Small(Extended edition)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
KTO [®] -滑动加压伽玛钉 KTO [®] -Sliding Compression Gamma Nail	钛合金 Titanium Alloy	Φ9.4	300左	63037301
			300右	63037302
			320左	63037321
			320右	63037322
			340左	63037341
			340右	63037342
			360左	63037361
			360右	63037362
			380左	63037381
			380右	63037382
			400左	63037401
			400右	63037402
		Φ10	320左	63038321
			320右	63038322
			340左	63038341
			340右	63038342
			360左	63038361
			360右	63038362
			380左	63038381
			380右	63038382
			400左	63038401
			400右	63038402
			420左	63038421
			420右	63038422
			440左	63038441
			440右	63038442
		Φ11	320左	63039321
			320右	63039322
			340左	63039341
			340右	63039342
			360左	63039361
			360右	63039362
			380左	63039381
			380右	63039382
			400左	63039401
			400右	63039402
			420左	63039421
			420右	63039422

KTO®-滑动加压伽玛钉系统(亚洲版)

KTO®-Sliding Compression Gamma Intramedullary Nail System(Asian Version)

KTO®-滑动加压伽玛钉小号 63035
KTO®-Sliding Compression Gamma Nail Small



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
KTO®-滑动加压伽玛钉 小号 KTO®-Sliding Compression Gamma Nail Small	钛合金 Titanium Alloy	Φ9.4	180、200、220	63035118- 63035122
		Φ10	180、200、220	63035218- 63035222
		Φ11	180、200、220	63035318- 63035322
		Φ12	180、200、220	63035418- 63035422

KTO®-滑动加压拉力钉（母钉）小号 63041
KTO®-Sliding Compression Lag Screw(Parent Screw) Small



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
KTO®-滑动加压拉力钉 (母钉) KTO®-Sliding Compression Lag Screw (Parent Screw)	钛合金 Titanium Alloy	Φ9.0	70、75、80、85、 90、95、100、105、 110、115、120	63041070- 63041120

KTO®-滑动加压拉力钉（子钉）小号 63042
KTO®-Sliding Compression Lag Screw(Sub Screw) Small




产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
KTO®-滑动加压拉力钉 (子钉) KTO®-Sliding Compression Lag Screw (Sub Screw)	钛合金 Titanium Alloy	Φ6.0	65、70、75、80、 85、90、95、100、 105、110、115	63042065- 63042115

Φ4.5可持式全螺纹锁钉 63009
Φ4.5 Holding Type Full Threaded Locking Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
Φ4.5可持式全螺纹锁钉 Φ4.5 Holding Type Thread Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ4.5	30、35、40、45、 50、55、60、65、 70、75、80、85	63009030- 63009085

锁定尾帽 小号 63043
Locking End Cap



产品名称 Product Name	材质 Material	规格 Specification	产品编号 Product No.
锁定尾帽 Locking End Cap	钛合金 Titanium Alloy	0	63043000
		5	63043005
		10	63043010
		15	63043015

KTO[®] 滑动加压伽玛钉系统

KTO[®] -Sliding Compression Gamma Intramedullary Nail System



KTO[®] -滑动加压伽玛钉系统

KTO[®] -Sliding Compression Gamma Intrameduary Nail System

KTO[®] -滑动加压伽玛钉 T831

KTO[®] -Sliding Compression Gamma Nail



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
KTO [®] -滑动加压伽玛钉 KTO [®] -Sliding Compression Gamma Nail	钛合金 Titanium Alloy	Φ9.4	180、200、220	T83194180- T83194220
		Φ10	180、200、220	T83110180- T83110220
		Φ11	180、200、220	T83111180- T83111220
		Φ12	180、200	T83112180- T83112200

KTO[®] -滑动加压拉力钉(母钉) T832

KTO[®] -Sliding Compression Lag Screw(Parent Screw)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
KTO [®] -滑动加压拉力钉 (母钉) KTO [®] -Sliding Compression Lag Screw (Parent Screw)	钛合金 Titanium Alloy	Φ10.5	70、75、80、85、 90、95、100、105、 110、115、120	T83200070- T83200120

KTO[®] -滑动加压拉力钉(子钉) T833

KTO[®] -Sliding Compression Lag Screw(Sub Screw)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
KTO [®] -滑动加压拉力钉 (子钉) KTO [®] -Sliding Compression Lag Screw (Sub Screw)	钛合金 Titanium Alloy	Φ6.5	65、70、75、80、 85、90、95、100、 105、110、115	T83300065- T83300115

Φ4.5可持式双线全螺纹锁钉 63009

Φ4.5Holding Type Double Thread Locking Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
Φ4.5可持式双线全螺纹 锁钉 Φ4.5 Holding Type Double Thread Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ4.5	30、35、40、45、 50、55、60、65、 70、75、80、85	63009030- 63009085

备注：选用SW4.0中空六角起子

Note: Choose a SW4.0 Hollow Hexagonal Screwdriver

锁定尾帽 T8340

Locking End Cap



产品名称 Product Name	材质 Material	规格 Specification	产品编号 Product No.
锁定尾帽 Locking End Cap	钛合金 Titanium Alloy	0	T8340000
		5	T8340005
		10	T8340010
		15	T8340015

KTO[®] PFNA伽玛钉系统


KTO[®] PFNA Gamma Intramedullary Nail System



KTO[®]-PFNA伽玛钉系统
KTO[®]-PFNA Gamma Intramedullary Nail System



视频在线播放



KTO[®]-PFNA伽玛钉系统(加长型)
KTO[®]-PFNA Gamma Intramedullary Nail System (Extended Edition)

KTO[®] PFNA伽玛钉系统

KTO[®] PFNA Gamma Intramedullary Nail System

KTO[®] -PFNA主钉 T87
KTO[®] -PFNA Mail Nail



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
KTO [®] PFNA主钉 KTO [®] PFNA Mail Nail	钛合金 Titanium Alloy	Φ9.4	180、200、 220、240	T8710180- T8710240
		Φ10	180、200、 220、240	T8710180- T8710240
		Φ11	180、200、 220、240	T8711180- T8711240
		Φ12	180、200、 220、240	T8712180- T8712240

KTO[®] -PFNA主钉(加长版) T87
KTO[®] -PFNA Mail Nail (Extended Edition)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
KTO [®] -PFNA主钉 (加长版) KTO [®] -PFNA Mail Nail (Extended Edition)	钛合金 Titanium Alloy	Φ9.4	320、340、360、 380、400	T8794320R/L- T8794400R/L
		Φ10	320、340、360、 380、400、420	T8710320R/L- T8710420R/L
		Φ11	320、340、360、 380、400	T8711320R/L- T8711400R/L

KTO[®] -PFNA刀片钉 T8541
KTO[®] -PFNA Blade Nail



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
KTO [®] -PFNA刀片钉 KTO [®] -PFNA Blade Nail	钛合金 Titanium Alloy	Φ10.5	70、75、80、85、 90、95、100、 105、110、115、 120	T8541070- T8541120


Φ4.5 全螺纹锁钉 T852
Φ4.5 Full Threaded Locking Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
全螺纹锁钉 Full Threaded Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ4.5	30、35、40、45、 50、55、60、65、 70、75、80	T8524030- T8524080

备注：选用SW3.5中空六角起子
Note: Choose a SW3.5 Hollow Hexagonal Screwdriver

锁定尾帽 T8571
Locking End Cap



产品名称 Product Name	材质 Material	规格 Specification	产品编号 Product No.
锁定尾帽 Locking End Cap	钛合金 Titanium Alloy	0	T8571000
		5	T8571005
		10	T8571010
		15	T8571015

普通尾帽 T858
Normal End Cap




产品名称 Product Name	材质 Material	规格 Specification	产品编号 Product No.
普通尾帽 Normal End Cap	钛合金 Titanium Alloy	0	T8580000
		5	T8580005
		10	T8580010
		15	T8580015

KTO[®] 股骨带锁髓内钉系统

KTO[®] Femoral Intramedullary Nail System



股骨钉模式
Femoral Model



重建钉模式
Reconstruction Model



视频在线播放


骨折区域
Fracture



重建模式锁钉
Reconstruction Mode Locking Nail



股骨模式锁钉
Femoral Mode Locking Nail



KTO 股骨带锁髓内钉具有5° 外偏角，方便从大粗隆顶点插入
KTO Femoral intramedullary Nail has 5° deflection angle, so it's easy to insert from Greater Trochanter.



重建模式锁钉时具有12° 前倾角
Restriction mode locking nail has 12° anteversion angle.

KTO[®] 股骨带锁髓内钉系统

KTO[®] Femoral Intramedullary Nail System

KTO[®] 股骨带锁髓内钉 T820
KTO[®] Femoral Intramedullary Nail



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
KTO [®] 股骨带锁髓内钉 KTO [®] Femoral Intramedullary Nail	钛合金 Titanium Alloy	Φ9.4	320、340、360、380、400	T82094320R/L-T82094400R/L
		Φ10	320、340、360、380、400、420	T82010320R/L-T82010420R/L
		Φ11	320、340、360、380、400	T82011320R/L-T82011400R/L

防旋钉 T856
Anti-Rotation Screw




产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
防旋钉 Anti-Rotation Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ6.5	60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、115	T8566460-T85664115

Φ4.5 全螺纹锁钉 T852
Φ4.5 Full Threaded Locking Screw





产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
全螺纹锁钉 Full Threaded Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ4.5	30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80	T8524030-T8524080

尾帽 T8201
End Cap




产品名称 Product Name	材质 Material	规格 Specification	产品编号 Product No.
尾帽 End Cap	钛合金 Titanium Alloy	0	T8201001
		5	T8201002
		10	T8201003
		15	T8201004
		20	T8201005

配套器械
Supporting Instruments



KTO[®] 胫骨带锁髓内钉系统

KTO[®] Tibial Intramedullary Nail System



视频在线播放

骨折区域
Fracture

KTO[®] 胫骨带锁髓内钉系统

KTO[®] Tibial Intramedullary Nail System

KTO[®] 胫骨带锁髓内钉(空心)T86
KTO[®] Tibial Intramedullary Nail(Cannulated)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
KTO [®] 胫骨带锁髓内钉(空心) KTO [®] Tibial Intramedullary Nail (Cannulated)	钛合金 Titanium Alloy	Φ8.4	255、270、285、300、315、330、345、360、375	T8684255-T8684375
		Φ9.0	255、270、285、300、315、330、345、360、375	T8690255-T8690375
		Φ10	255、270、285、300、315、330、345、360、375	T8610255-T8610375

Φ4.5 全螺纹锁钉 T852
Φ4.5 Full Threaded Locking Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
全螺纹锁钉 Full Threaded Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ4.5	30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80	T8524030-T8524080

Φ5.0 全螺纹锁钉 T851
Φ5.0 Full Threaded Locking Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
全螺纹锁钉 Full Threaded Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ5.0	40、45、50、55、60、65、70、75、80	T8515040-T8515080

普通尾帽 T8600001
Normal End Cap






产品名称 Product Name	材质 Material	规格 Specification	产品编号 Product No.
普通尾帽 Normal End Cap	钛合金 Titanium Alloy	0	T8600001

锁定尾帽 T8600002
Locking End Cap



产品名称 Product Name	材质 Material	规格 Specification	产品编号 Product No.
锁定尾帽 Locking End Cap	钛合金 Titanium Alloy	0	T8600002

配套器械
Supporting Instruments



KTO[®] 肱骨带锁髓内钉系统

KTO[®] Humerus Intramedullary Nail System

KTO[®] 肱骨带锁髓内钉 T88
KTO[®] Humerus Intramedullary Nail



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
KTO [®] 肱骨带锁髓内钉 KTO [®] Humerus Intramedullary Nail	钛合金 Titanium Alloy	Φ7.0	180、200、220、240、260、280	T8870180-T8870280
		Φ7.5	180、200、220、240、260、280	T8875180-T8875280
		Φ8.0	180、200、220、240、260、280	T8880180-T8880280

Φ3.5 全螺纹锁钉 T892
Φ3.5 Full Threaded Locking Screw





产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
全螺纹锁钉 Full Threaded Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ3.5	20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46	T8920020-T8920046

主钉尾帽 T8800
Main End Cap



产品名称 Product Name	材质 Material	规格 Specification	产品编号 Product No.
主钉尾帽 Main End Cap	钛合金 Titanium Alloy	0	T8800001
		5	T8800005
		10	T8800010
		15	T8800015

配套器械
Supporting Instruments



胫骨带锁髓内钉系统

Tibial Intramedullary Nail System

胫骨带锁髓内钉瞄准装置
Tibial Intramedullary Nail-DTD



胫骨带锁髓内钉 T83
Tibial Intramedullary Nail



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
胫骨带锁髓内钉 Tibial Intramedullary Nail	钛合金 Titanium Alloy	Φ8.4	260、280、300、 320	T8384260- T8384320
		Φ9.0	— 280、300、 320、340	T8390280- T8390340
		Φ10	— — 300、 320、340	T8310300- T8310340

Φ4.5 全螺纹锁钉 T852
Φ4.5 Full Threaded Locking Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
全螺纹锁钉 Full Threaded Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ4.5	30、35、40、45、 50、55、60、65、 70、75、80	T8524030- T8524080

股骨带锁髓内钉系统

Femoral Intramedullary Nail System



股骨带锁髓内钉瞄准装置
Femoral Intramedullary Nail-DTD



股骨倒置带锁髓内钉瞄准装置
Femoral Reverse Intramedullary Nail Aiming Device

股骨带锁髓内钉 T81
Femoral Intramedullary Nail



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
股骨带锁髓内钉 Femoral Intramedullary Nail	钛合金 Titanium Alloy	Φ9.4	320、340、360、380	T8194320-T8194380
		Φ10	320、340、360、380、400	T8110320-T8110400
		Φ11	— 360、380、400	T8111360-T8111400

股骨倒置带锁髓内钉 T82
Femoral Reverse Intramedullary Nail



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
股骨倒置带锁髓内钉 Femoral Reverse Intramedullary Nail	钛合金 Titanium Alloy	Φ9	— 260、280、300	T8290260-T8290300
		Φ10	240、260、280、300、320、340、360	T8210240-T8210360
		Φ11	300、320、340、360	T8211300-T8211360

Φ4.5 全螺纹锁钉 T852
Φ4.5 Full Threaded Locking Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
全螺纹锁钉 Full Threaded Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ4.5	30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80	T8524030-T8524080

Φ6.5 全螺纹锁钉 T853
Φ6.5 Full Threaded Locking Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
全螺纹锁钉 Full Threaded Locking Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ6.5	60、65、70、75、80、85、90、95	T8536560-T8536595

克氏针 (无菌包装)

Intramedullary Pins (Sterile Packaging)



系统特点

Character Of The System

- 国家三类注册证，植入更安全。
- 钛合金材质，生物相容性好。
- 锋利三角尖，植入更方便。
- National class III registration certificate, more safe to implant.
- Titanium alloy material, good biocompatibility.
- Sharp triangle tip, more convenient to implant.

金属骨针(双头尖) T896
Metal Skeletal Pins(Double End Tips)



产品名称 Product Name	包装形式 Packaging From	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
金属骨针(双头尖) Metal Skeletal Pins (Double End Tips)	无菌包装 Sterile Packaging	钛合金 Titanium Alloy	0.8	150	T89608150-S
			1.0	150	T89610150-S
			1.2	150	T89612150-S
			1.5	150	T89615150-S
			1.8	150	T89618150-S
			2.0	150	T89620150-S
			2.5	150	T89625150-S

金属骨针 T897
Metal Skeletal Pins



产品名称 Product Name	包装形式 Packaging From	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
金属骨针 Metal Skeletal Pins	无菌包装 Sterile Packaging	钛合金 Titanium Alloy	2.0	250	T89720250-S
			2.5	250	T89725250-S
			3.0	250	T89730250-S
			3.5	250	T89735250-S
			4.0	250	T89740250-S

无菌包装
Sterile Packaging

