

金属接骨板系列

Metallic Bone Plate Series

指掌骨钢板系列

Phalangeal/Metacarpal Plate Series

微型钢板中号直型 T7510 Straight Micro Plate(Mid)



微型钢板中号T型 T7520 T Micro Plate (Mid)



微型钢板中号L型(左右) T7530 L Micro Plate (Mid)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
微型钢板中号直型 Straight Micro Plate (Mid)	纯钛 Pure Titanium	4	23	T7510004
		5	29	T7510005
		6	35	T7510006
		7	41	T7510007
微型钢板中号T型 T Micro Plate (Mid)		4	18	T7520004
		5	24	T7520005
		6	30	T7520006
		7	36	T7520007
微型钢板中号L型 (左右) L Micro Plate (Mid)(Left,Right)		4	18	T7530004R/L
		5	24	T7530005R/L
		6	30	T7530006R/L
备注：选用HA2.0螺钉 Note: used for HA2.0 screw				

微型钢板大号直型 T7610 Straight Micro Plate (Large)



微型钢板大号T型 T7620 T Micro Plate (Large)



微型钢板大号L型(左右) T7630 L Micro Plate (Large)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
微型钢板大号直型 Straight Micro Plate (Large)	纯钛 Pure Titanium	4	31	T7610004
		5	39	T7610005
		6	47	T7610006
		8	63	T7610008
微型钢板大号T型 T Micro Plate (Large)		5	32	T7620005
		6	40	T7620006
		7	48	T7620007
		8	56	T7620008
微型钢板大号L型 (左右) L Micro Plate (Large)(Left,Right)		5	31	T7630005R/L
		6	39	T7630006R/L
		7	47	T7630007R/L
备注：选用HA2.5螺钉 Note: used for HA2.5 screw				

金属接骨板系列

Metallic Bone Plate Series

限制型加压钢板(上肢) T1110
Restricted Compression Plate (Upper Limb)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
限制型加压钢板 (上肢) Restricted Compression Plate (Upper Limb)	纯钛 Pure Titanium	6	77	T1110006
		7	89	T1110007
		8	101	T1110008
		10	125	T1110010
		12	149	T1110012
备注: 选用HA3.5螺钉 (图例为6孔) Note: used for HA3.5 screw (Sample: 6 holes)				

限制型加压钢板(胫骨) T1120
Restricted Compression Plate (Tibia)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
限制型加压钢板(胫骨) Restricted Compression Plate (Tibia)	纯钛 Pure Titanium	7	130	T1120007
		8	146	T1120008
		10	178	T1120010
		12	210	T1120012
备注: 选用HA4.5螺钉(图例为8孔) Note: used for HA4.5 screw (Sample: 8 holes)				

LC-DCP 小儿尺桡骨钢板 T1210
LC-DCP Pediatrics Ulna Radius Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
LC-DCP 小儿尺桡骨钢板 LC-DCP Pediatrics Ulna Radius Plate	纯钛 Pure Titanium	5	44	T1210005
		6	53	T1210006
		7	62	T1210007
		8	71	T1210008
备注：选用HA2.5螺钉（图例为6孔） Note: used for HA2.5 screw (Sample: 6 holes)				

LC-DCP 尺桡骨钢板 T1220
LC-DCP Ulna Radius Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
LC-DCP 尺桡骨钢板 LC-DCP Ulna Radius Plate	纯钛 Pure Titanium	5	62	T1220005
		6	74	T1220006
		7	86	T1220007
		8	98	T1220008
		10	122	T1220010
备注：选用HA3.5螺钉（图例为6孔） Note: used for HA3.5 screw (Sample: 6 holes)				

1/3 圆钢板 T1410
One-third Tubular Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
1/3 圆钢板 One-third Tubular Plate	纯钛 Pure Titanium	5	61	T1410005
		6	73	T1410006
		7	85	T1410007
		8	97	T1410008
		10	121	T1410010
备注：选用HA3.5螺钉（图例为6孔） Note: used for HA3.5 screw (Sample: 6 holes)				

金属接骨板系列

Metallic Bone Plate Series

重建钢板 T1310
Reconstruction Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
重建钢板 Reconstruction Plate	纯钛 Pure Titanium	5	65	T1310005
		6	78	T1310006
		8	104	T1310008
		10	130	T1310010
		12	156	T1310012
备注：选用HA3.5、HB4.0螺钉（图例为6孔） Note: used for HA3.5, HB4.0 screw (Sample: 6 holes)				

S型锁骨中段钢板(左右) T2450
S-Clavicular Plate (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
S型锁骨中段钢板 (左右) S-Clavicular Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	6	71	T2450006
		7	82	T2450007R/L
		8	93	T2450008R/L
		9	104	T2450009R/L
		10	116	T2450010R/L
		12	137	T2450012R/L
备注：选用HA3.5螺钉（图例为8孔） Note: used for HA3.5 locking screw (Sample: 8 holes)				

肩锁钩板(左右) T2510
Clavicle Hook Plate (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	高度(mm) Height	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
肩锁钩板 (左右) Clavicle Hook Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	14	5	78	T2510005R/L
			6	90	T2510006R/L
			7	102	T2510007R/L
			9	126	T2510009R/L
备注：头部选用HB4.0螺钉，其余选用HA3.5螺钉 (图例为6孔) Note: used for HB4.0 screw in head, other HA3.5 screw (Sample: 6 holes)					

小T型重建钢板 T2010
Small T Reconstruction Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
小T型重建钢板 Small T Reconstruction Plate	纯钛 Pure Titanium	6	43	T2010006
		7	54	T2010007
		8	65	T2010008
备注：头部选用HB4.0螺钉，其余选用HA3.5螺钉（图例为7孔） Note: used for HB4.0 screw in head, other HA3.5 screw (Sample: 7 holes)				

桡骨斜T重建钢板(左右) T2020
Oblique T-shaped Radius Reconstruction Plate
(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
桡骨斜T重建钢板 (左右) Oblique T-shaped Radius Reconstruction Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	6	45	T2020006R/L
		7	56	T2020007R/L
		8	67	T2020008R/L
		9	78	T2020009R/L
备注：头部选用HB4.0螺钉，其余选用HA3.5螺钉（图例为7孔） Note: used for HB4.0 screw in head, other HA3.5 screw (Sample: 7 holes)				

金属接骨板系列

Metallic Bone Plate Series

桡骨远端背侧钢板(左右) T2040
Distal Back Radius Plate (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
桡骨远端背侧钢板(左右) Distal Back Radius Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	14	54	T2040014R/L
备注：选用HA2.5螺钉 Note: used for HA2.5 screw				

桡骨/腓骨远端钢板 T3120
Distal Radius / Fibula Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
桡骨/腓骨远端钢板 Distal Radius / Fibula Plate	纯钛 Pure Titanium	4	76	T3120004
		5	88	T3120005
		6	100	T3120006
		8	124	T3120008
备注：头部选用HB4.0螺钉，其余选用HA3.5螺钉（图例为6孔） Note: used for HB4.0 screw in head, other HA3.5 screw (Sample: 6 holes)				

腓骨钢板重建-Ⅱ型(左右) T3110
Fibula Reconstruction Plate-Ⅱ (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
腓骨钢板重建-Ⅱ型(左右) Fibula Reconstruction Plate-Ⅱ (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	4	80	T3110004R/L
		5	93	T3110005R/L
		6	106	T3110006R/L
		7	119	T3110007R/L
		9	145	T3110009R/L
备注：头部选用HB4.0螺钉，其余选用HA3.5螺钉(图例为4孔) Note: used for HB4.0 screw in head, other HA3.5 screw (Sample: 4 holes)				

鹰嘴钢板(重建型)(左右) T2110
Eaglebeak Plate (Reconstruction)(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
鹰嘴钢板(重建型)(左右) Eaglebeak Plate (Reconstruction) (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	4	83	T2110004R/L
		6	109	T2110006R/L
		8	135	T2110008R/L
备注：头部选用HB4.0螺钉，其余选用HA3.5螺钉(图例为4孔) Note: used for HB4.0 screw in head, other HA3.5 screw (Sample: 4 holes)				

肱骨远端内侧钢板(重建型) T2220
Distal Medial Humeral Plate (Reconstruction)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
肱骨远端内侧钢板 (重建型) Distal Medial Humeral Plate Plate (Reconstruction)	纯钛 Pure Titanium	10	84	T2220010
		14	124	T2220014
备注：头部选用HB4.0螺钉，其余选用HA3.5螺钉 (图例为10孔) Note: used for HB4.0 screw in head, other HA3.5 screw (Sample: 10 holes)				

金属接骨板系列

Metallic Bone Plate Series

肱骨近端钢板-Ⅲ型(左右) T2321
Proximal Humerus Plate-Ⅲ (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
肱骨近端钢板-Ⅲ型(左右) Proximal Humerus Plate-Ⅲ (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	4	91	T2321004R/L
		6	117	T2321006R/L
		8	143	T2321008R/L
		10	169	T2321010R/L
备注: 头部选用HB4.0螺钉, 其余选用HA3.5螺钉 (图例为6孔) Note: used for HB4.0 screw in head, other HA3.5 screw (Sample: 6 holes)				

髌骨爪 T300
Patella Hook



产品名称 Product Name	材质 Material	规格 Specification	产品编号 Product No.
髌骨爪 Patella Hook	纯钛 Pure Titanium	中号 Mid	T3000002
		小号 Small	T3000003
		特小号 Smaller	T3000004
		特小号Ⅱ型 Smaller-Ⅱ	T3000005

髌骨爪(无菌包装) 14301
Patella Hook (Sterile Packaging)



产品名称 Product Name	材质 Material	规格 Specification	产品编号 Product No.
髌骨爪(无菌包装) Patella Hook (Sterile Packaging)	纯钛 Pure Titanium	中号 Mid	14301011
		小号 Small	14301012
		特小号 Smaller	14301013
		特小号Ⅱ型 Smaller-Ⅱ	14301014

130°加压滑动鹅头钉Ⅱ型(DHS) T3611
130°DHS Compression Hip Plate-Ⅱ



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
130° 加压滑动 鹅头钉Ⅱ型(DHS) 130° DHS Compression Hip Plate-Ⅱ	纯钛 Pure Titanium	4	97	T3611004
		5	116	T3611005
		6	135	T3611006
		8	173	T3611008
备注：头部选用HB6.5螺钉，其余选用HA4.5螺钉（图例为6孔） Note: used for HB6.5 screw in head, other HA4.5 screw (Sample: 6 holes)				

拉力螺钉 T363
Lag Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
拉力螺钉 Lag Screw	钛合金 Titanium Alloy	12	70-105 (每5mm为一档 The specification is 5mm)	T36312070- T36312105

金属接骨板系列

Metallic Bone Plate Series

胫骨近端外侧钢板Ⅳ型(左右) T3311
Proximal Lateral Tibial Plate-Ⅳ (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
胫骨近端外侧 钢板Ⅳ型 (左右) Proximal Lateral Tibial Plate-Ⅳ (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5	141	T3311005R/L
		7	181	T3311007R/L
		9	221	T3311009R/L
		11	261	T3311011R/L
		13	300	T3311013R/L
备注：头部选用HB6.5螺钉，其余选用HA4.5螺钉 (图例为7孔) Note: used for HB6.5 screw in head, other HA4.5 screw (Sample: 7 holes)				

胫骨远端外侧重建钢板(左右) T3200
Distal Lateral Tibial Reconstruction Plate
(Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
胫骨远端外侧 重建钢板 (左右) Distal Lateral Tibial Reconstruction Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5	119	T3200005R/L
		7	155	T3200007R/L
		9	191	T3200009R/L
		11	227	T3200011R/L
		13	263	T3200013R/L
备注：头部选用HB6.5螺钉，其余选用HA4.5螺钉 (图例为7孔) Note: used for HB6.5 screw in head, other HA4.5 screw (Sample: 7 holes)				

胫骨远端内侧重建钢板(左右) T3230
Distal Medial Tibial Reconstruction Plate
(Left,Right)





产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
胫骨远端内侧 重建钢板 (左右) Distal Medial Tibial Reconstruction Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	5	109	T3230005R/L
		7	141	T3230007R/L
		9	173	T3230009R/L
		11	205	T3230011R/L
		13	237	T3230013R/L
备注：头部选用HB6.5螺钉，其余选用HA4.5螺钉 (图例为7孔) Note: used for HB6.5 screw in head, other HA4.5 screw (Sample: 7 holes)				

跟骨钢板(左右) T3010、T3030
Calcaneus Plate (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
跟骨钢板Ⅳ型(左右) Calcaneus Plate-Ⅳ (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	10	49	T3010010R/L
		12	60	T3010012R/L
		14	65	T3010014R/L
跟骨钢板Ⅰ型 Calcaneus Plate-Ⅰ	纯钛 Pure Titanium	8	49	T3030008
		10	63	T3030010
跟骨钢板Ⅱ型 Calcaneus Plate-Ⅱ	纯钛 Pure Titanium	11 短尾	55	T3030011
		13 短尾	66	T3030013
备注：选用HB4.0螺钉 Note: used for HB4.0 screw				



金属接骨板系列

Metallic Bone Plate Series

骨盆钢板 T3820
Curved Pelvic Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
骨盆钢板 Curved Pelvic Plate	纯钛 Pure Titanium	5	60	T3820005
		6	72	T3820006
		8	96	T3820008
		10	120	T3820010
		12	144	T3820012
备注：选用HB4.0螺钉 (图例为10孔) Note: used for HB4.0 screw (Sample: 10 holes)				

髌臼后壁钢板(左右) T3821
Posterior Wall Acetabular Plate (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
髌臼后壁钢板(左右) Posterior Wall Acetabular Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	9	T3821009R/L
备注：选用HB4.0螺钉 Note: used for HB4.0 screw			
专利产品 Patented Product			

弓状线耻骨钢板(左右) T3840
Pubis Lineae Actuate Plate (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
弓状线耻骨钢板(左右) Pubis Lineae Actuate Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	12	T3840012R/L
备注：选用HB4.0螺钉 Note: used for HB4.0 screw			
专利产品 Patented Product			

髌耻联合钢板(左右) T3850
Symphysis iliopectineal Plate (Left,Right)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
髌耻联合钢板(左右) Symphysis iliopectineal Plate (Left,Right)	纯钛 Pure Titanium	13	T3850013R/L
备注：选用HB4.0螺钉 Note: used for HB4.0 screw			
专利产品 Patented Product			

金属接骨板系列

Metallic Bone Plate Series

骶髂关节前路钢板 T3880
Anterior Articulation Sacroiliac Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
骶髂关节前路钢板 Anterior Articulation Sacroiliac Plate	纯钛 Pure Titanium	4	T3880004
备注：选用HB4.0螺钉 Note: used for HB4.0 screw			

耻骨联合钢板 T3851
Symphysis Pubis Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
耻骨联合钢板 Symphysis Pubis Plate	纯钛 Pure Titanium	8	T3851008
备注：选用HB4.0螺钉 Note: used for HB4.0 screw			

髌臼后壁钩钢板 T3821
Posterior Wall Hook Acetabular Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
髌臼后壁钩钢板 Posterior Wall Hook Acetabular Plate	纯钛 Pure Titanium	3	T3821003
备注：选用HB4.0螺钉 Note: used for HB4.0 screw			
专利产品 Patented Product			

PM骨盆重建板 T1330
PM Pelvic Reconstruction Plate



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
PM骨盆重建板 PM Pelvic Reconstruction Plate	纯钛 Pure Titanium	8	115	T1330008
		12	175	T1330012
备注：选用HB4.0螺钉 (图例为6孔) Note: used for HB4.0 screw (Sample: 6 holes)				

金属接骨螺钉系列

Metallic Bone Fracture Screw Series

金属接骨螺钉(三角型) T54115/T54120 Metal Bone Fracture Screw (Triangle)



钉帽形式 Head of Nail Type	材质 Material	螺纹直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
三角型 Triangle	钛合金 Titanium Alloy	1.5	6、8、10、12、14、	T5411506-T5411514
		2.0	6、8、10、12、14、16、18、20、22	T5412006-T5412022

金属接骨螺钉(梅花型) T54125/T54127 Metal Bone Fracture Screw (Torx Type)



钉帽形式 Head of Nail Type	材质 Material	螺纹直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
梅花型 Torx Type	钛合金 Titanium Alloy	2.5	6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26	T5412506-T5412526
		2.7	6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30	T5412706-T5412730

金属接骨螺钉(梅花型)(HA全牙) T54135/T54345 Metal Bone Fracture Screw (Torx Type)(HA Fully Threaded)



钉帽形式 Head of Nail Type	材质 Material	螺纹直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
梅花型 Torx Type	钛合金 Titanium Alloy	HA3.5	12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44	T5413512-T5413544
			20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50	T5434520-T5434550
		HA4.5	55、60	T5434555-T5434560

金属接骨螺钉(梅花型)(HB全牙) T545/T549 Metal Bone Fracture Screw (Torx Type)(HB Fully Threaded)



钉帽形式 Head of Nail Type	螺纹形式 Thread of Nail Type	材质 Material	螺纹直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
梅花型 Torx Type	HB全螺纹 HB Fully Threaded	钛合金 Titanium Alloy	HB4.0	12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60	T5454012-T5454060
			HB6.5	30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85	T5496530-T5496585

金属接骨螺钉(梅花型)(HB半牙) T548 Metal Bone Fracture Screw (Torx Type)(HB Half Threaded)



钉帽形式 Head of Nail Type	螺纹形式 Thread of Nail Type	材质 Material	螺纹直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
梅花型 Torx Type	HB半螺纹 HB Half Threaded	钛合金 Titanium Alloy	HB6.5	50、55、60、65、70、75、80、85、90	T5486550-T5486590